




Chemtrap Smart

防火柜过滤装置

升级您的防火柜和化学品存储柜
防止吸入有毒化学物质



- 防火柜及化学品存储柜升级兼容通风过滤功能
- 过滤防火柜内挥发的有害气体，避免吸入有害化学物质
- 应用Smart智能技术，通过光束、声控系统实现人与设备的沟通
- 安装简单、节能环保、无管道安装
- 持续改善实验室环境



eGuard智能联网，
实时在线监控管理



使您的实验工作变得更简单、更安全!

Chemtrap 防火柜过滤装置

——有效祛除防火柜和化学品存储柜内挥发的有害气体

基于依拉勃50多年的净气型防护柜的研发、设计和制造经验，新一代的Chemtrap防火柜过滤装置运用Smart智能化技术，升级过滤系统，让您的防火柜和化学品存储柜更安全、更智能！



依拉勃过滤专长

要求极高的过滤效率



操作更方便

一键启动易安装、易更换过滤器



安全

通过光环闪烁、声音报警传递信息，增强安全性



智能联网

eGuard智能联网，实时在线监控管理



适用范围广

适用于市面上各种防火柜、化学品存储柜

更安全

- 顶部灵活的模块化过滤系统，可实现针对气体，粉末及气体和粉末混合等不同物质的过滤。经过滤系统过滤后，洁净的空气在室内循环，有效避免了人员的化学品吸入风险，改善实验室环境。

		活性炭过滤器选择	
 液体存储	 活性炭过滤器	 液体与粉尘存储	 活性炭过滤器 HEPA过滤器
		AS	有机气体为主（无机次之）
		BE	有机和无机气体
		K	氨水
		F	甲醛
		HEPA过滤器	粉尘颗粒

- 新型的用于检测有机溶剂，无机酸及甲醛的过滤器报警器。
- 依拉勃安全流程ESP:通过依拉勃研发和应用实验室的安全评估，对每台产品在使用前进行化学操作适用性及过滤器寿命判定。

更智能

- 智能化技术通过灯光闪烁和声音报警有效提醒用户设备运行状况
- eGuard智能管理系统在线监控您的设备状态，并可以进行程序设置，在不安全状况出现时及时报警提醒。



型号	Chemtrap H402 Smart	Chemtrap V201 Smart	
外部尺寸(长×宽×高)	482×451×315 mm	245×554×632 mm	
空气处理量	60m ³ /h	35m ³ /h	
电压/频率	100-240V / 50-60Hz	100-240V / 50-60Hz	
探测器(选配)	Molecode S (有机类)	Molecode A (酸)	Molecode F (甲醛)

为您的实验操作提供全方位的安全解决方案!



erlab
You can breathe.

GreenFumeHood
绿色实验室整体解决方案

防止吸入有毒化学物质



erlab
You can breathe.

开普泰 Smart
无管路空气净化系统

防止吸入有毒化学物质



erlab
You can breathe.

开普泰 Smart
高级实验室空气净化系统

防止吸入有毒化学物质



erlab
You can breathe.

开普泰 Smart
无管路空气净化系统

防止吸入有毒化学物质



erlab
You can breathe.

Chemtrap H... Smart
防止吸入有毒化学物质

防止吸入有毒化学物质



erlab
You can breathe.

开普泰 福乐 Smart
超净工作台

防止吸入有毒化学物质



erlab
You can breathe.

开普泰 贝欧 Smart
PCR超净工作台

防止吸入有毒化学物质



erlab
You can breathe.

开普泰 皮尔 Smart
超净工作台

防止吸入有毒化学物质



erlab
You can breathe.

HALO C & HALO P Smart
专业实验室空气净化系统

防止吸入有毒化学物质



erlab
You can breathe.

Halo Sense Smart
实验室空气质量传感器

防止吸入有毒化学物质

依拉勃北京联络处

北京市朝阳区西坝河南路1号
金泰大厦2306室
电话: 010-6447 7179 / 6447 7566
传真: 010-6447 6991
邮箱: erlab-beijing@erlab.com.cn

依拉勃广州联络处

广州市番禺区南村镇
万达广场B1栋605
电话: 020-3801 7707 / 3801 7709
传真: 020-3801 7703
邮箱: erlab-guangzhou@erlab.com.cn

依拉勃成都联络处

成都市高新区盛和一路88号
康普雷斯A座1507室
电话: 028-8312 2153
传真: 028-8312 2153
邮箱: erlab-chengdu@erlab.com.cn

依拉勃青岛联络处

青岛市市北区黑龙江路2号
乙号万科中心B座1810室
电话: 0532-8093 5939
传真: 0532-8093 5936
邮箱: erlab-qingdao@erlab.com.cn



昆山依拉勃无管过滤系统有限公司

江苏省昆山市张浦德国工业园区俱进路886号

电话: 0512-5781 4081 / 5781 4085

传真: 0512-5781 4082

邮箱: sales.china@erlab.com.cn

免费服务热线: 400-666-5781

www.erlab.com.cn

ecosystem