

**24h持续净化柜内和实验室内空气污染，
满足实验室各类化学试剂、标准品、
危废等物料的专业安全管理需求。**

顶部： 搭载依拉勃灵活的模块化过滤系统，可实现针对气体、粉末、气体和粉末混合等不同物质的过滤，使洁净的空气在室内循环，有效保护实验室环境及人员健康。并运用Smart技术通过光环闪烁及报警声音次数结合eGuard智能管理系统持续进行安全提醒确保设备良好运行。

柜体： 根据不同化学品种类差异化定制不同颜色柜体，采用耐化学腐蚀镀锌钢板，进行环氧树脂静电喷涂处理，双层结构夹层内配加强筋增加柜体稳定性及承重能力；三点联动式设计让双层柜门轻松自如启闭并实现双人双锁管理；柜内PP活动层板自由调节使用高度；柜内可选配4mmPP内衬；安全管理、耐腐蚀、坚固耐用。



型号	952STR-Y	952STR-R	952STR-B	952STR-G
存放化学品类别	易燃液体 ●	可燃液体 ●	腐蚀性液体 ●	毒性化学品 ●
尺寸	900 X 520 X 2066/2248 mm			
空气处理量	220 m ³ /h			
电压	适用电压100-240V			
消耗功率/最大电流	45W / 0.45A			
柜体材质/配置：	耐化学腐蚀镀锌钢板，进行环氧树脂静电喷涂处理，双层结构夹层内配加强筋 双开门配GA液晶电子密码双锁，三点联动式设计让双层柜门轻松自如启闭 柜内3层可调节镀锌防溢层板，每层配PP托盘，底部放置镀锌钢板盛漏托盘			
过滤框材质	聚丙烯（PP材质）			
安全过滤标准	遵循中国标准JG/T 385-2012，美国标准SEFA9及 法国标准AFNOR NFX 15-211中的过滤要求（1级和2级）			