



依拉勃实验室 空气净化生态系统

为实验人员接触化学品的每一个
过程提供安全防护



操作



存储



净化



监测

依拉勃实验室空气净化生态系统

在接触化学品的每个环节有效降低人员的吸入风险，保障实验人员的安全与健康！

安全称量有毒粉末、试剂

天平称量罩 集精确称量、读数稳定、人员安全为一体

安全操作化学实验

净气型通风柜 让您实验台面上的化学实验操作更安全、更智能！

改善实验室空气质量

实验室空气净化仪 24小时持续净化实验室内空气，使您的实验室环境更安全

危化品安全存储

净气型智能储药柜 让您的化学品存储变得更简单、更安全

防火柜安全升级

防火柜过滤装置

控制仪器挥发

仪器防护柜 定制化设计，适用于大型自动化仪器操作

智能联网

eGuard智能联网,实时在线监控管理

监测实验室空气质量

实验室空气质量传感器 实时探测您的实验室空气质量，预警您的化学品吸入风险！



安全



节省工程
成本和能耗



操作简单
灵活



环保

依拉勃全球三大生产基地



关于依拉勃

我们的使命：保障您在实验室的安全

1968年，依拉勃发明了无管道净气型通风柜。基于近60年的化学品过滤专长，我们将从以下几个方面为您提供安全防护：

1 研发实验室

专注于无管过滤技术近60年，持续投入研发，关键技术不断创新突破

2 安全标准

我们的产品遵循中国JG/T 385-2012标准，美国ANSI Z9.5-2012标准及法国AFNOR NFX 15-211标准

3 独立测试

我们的过滤科技已通过第三方独立实验室的多次检测，符合中国JG/T 385-2012标准和法国AFNOR NFX 15-211标准。测试结果证实了依拉勃过滤器的过滤效能可以保证实验室空气中的化学品含量低于TWA值的1%

4 化学品吸附手册

依拉勃化学品吸附手册列出了超过700种化学品的过滤参数：在TWA值的1%临界点，我们的过滤器可以吸附该化学品的具体质量（符合法国AFNOR NFX 15-211标准）

5 依拉勃安全流程

我们的安全流程在每个阶段确保您的防护安全：根据安全评估进行适用性验证然后给您推荐合适的解决方案，专业的安装操作和完善的售后服务

6 专业的安全评估

用于我们实验室的专业人员根据用户的实验操作情况推荐合适的通风柜型号，过滤器的型号和预估使用寿命

7 我们的承诺

依拉勃法国研发实验室会为每一台通风柜提供一个使用说明，遵循中国JG/T385-2012标准和法国AFNOR NFX 15-211标准

昆山依拉勃无管过滤系统有限公司
江苏省昆山市张浦德国工业园区
俱进路886号
电话:0512-5781 4081/5781 4085
传真:0512-5781 4082
邮箱:sales.china@erlab.com.cn

依拉勃北京联络处
北京市朝阳区西坝河南路1号
金泰大厦2306室
电话:010-6447 7179/6447 7566
传真:010-6447 6991
邮箱:erlab-beijing@erlab.com.cn

依拉勃广州联络处
广州市番禺区南村镇
万达广场B1栋605
电话:020-3801 7707/3801 7709
传真:020-3801 7703
邮箱:erlab-guangzhou@erlab.com.cn

依拉勃成都联络处
成都市高新区盛和一路88号
康普雷斯A座1507室
电话:028-8312 2153
传真:028-8312 2153
邮箱:erlab-chengdu@erlab.com.cn

依拉勃青岛联络处
青岛市市北区黑龙江路2号
乙号万科中心B座1810室
电话:0532-8093 5939
传真:0532-8093 5936
邮箱:erlab-qingdao@erlab.com.cn



免费服务热线:400-666-5781
www.erlab.com.cn

ecosystem